

產品規格

額定電壓: DC 3V
使用電源: 4號(AAA)電池x2(另購)
LED螢幕尺寸: 75x31mm
最大負載重量: 180Kg / 395lb / 28st
最小重量感度: 5Kg
最小單位: 0.1Kg
誤差值: 50Kg±0.3Kg; 100kg±0.4Kg; 150Kg±0.5Kg; 180Kg±0.7Kg
測量單位: kg / lb / st
材質: 鋼化玻璃 / ABS塑料
產品重量: 1.35Kg
產品尺寸: 300x265x22mm

注意事項與警語

1. 體內裝有心臟起搏器等醫療器具者，嚴禁使用本產品。
2. 使用本產品測量的時候，會有生物電流通過體內，可能會影響體內醫療器具正常工作，造成嚴重後果。
3. 成長期兒童、病患、孕婦可能無法正確測量身體脂肪率等指標，這是由於體內水份含量等身體組成狀況發生了變化，與平均值有誤差。
4. 成長期兒童、病患、孕婦請慎用，請遵守醫囑。
5. 請確保赤腳與金屬電極之間的接觸良好，否則會僅顯示您的體重。
6. 請放置於平坦且牢固的地面使用，不同地面處測量的體重可能會有誤差。請勿在本產品上堆放物品。
7. 所稱物體請勿超過最大秤量值180kg，以免損壞產品感測器。
8. 避免將體重計置放在過熱、過冷或濕氣重的地方，以維持正常的測量功能。
9. 請保持表面乾燥，避免有水時測量會不慎滑倒。
10. 請勿使用水柱或大量的水及液體直接清洗，以免造成機件故障。
11. 避免使用化學溶劑擦拭，以免破壞機殼光澤與結構，可用布沾水擦拭。
12. 長時間不使用體重計，請取出電池。
13. 本產品嚴禁重摔、撞擊、或沖擊。請勿用力跳上秤重。
14. 本產品僅家庭秤重之用，不得用於商業或其他用途。
15. 請勿自行分解修理或改裝。
16. 產品外觀、顏色，依實際出貨為主。
17. 此產品非醫療器材，所有APP計算數據僅供參考。

安裝說明

1. 打開產品底部電池蓋。
2. 依正負極方向放入2顆4號(AAA)電池後，再蓋回電池蓋。

設定單位

UNIT

kg

當出現以下情況時，請更換所有電池

• 出現此顯示 **Lo**

• 顯示屏變暗

• 按鍵後顯示屏未亮起

使用方法

1. 將體重計放置於平整、硬實的地板，赤腳站上體重計的金屬片上。
2. 第一次秤重時，體重計會自動調整，連續上秤2-3次，即可獲得準確的測量結果。

請確保赤腳與金屬電極之間的接觸良好。

請放置於平坦且牢固的地面使用。

可同時儲存8位用戶資料

App程式安裝與註冊

1. 掃描QR code安裝程式，或於App Store / Android Google Paly下載/安裝 "OKOK International"。
2. 開啟手機藍牙功能與"OKOK International" App，依照下列步驟進行體驗。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

• 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
• 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
• 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
• 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名

地址

購買日期

電話

經銷商

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全省服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話 02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話 04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話 06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話 07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

DS-6589

藍牙健康管理體重計

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

使用步驟

1.帳號註冊

2.身高、體重單位設置

3.基本資料設立

4.目標體重設立

5. 點擊設備，連結及綁定手機與體重計

6. 點擊上秤開始秤重

7. 指數資料顯示

8. 點擊趨勢，可追蹤指數資料

9. 於我的，可編輯目標體重與設定多達8位使用者資訊

10. 於我的，可設定帳戶、單位…連結等資料

12項指數資料

基礎代謝

體重

BMI

內臟脂肪

身體年齡

去脂體重

脂肪率

水份

肌肉

骨量

蛋白質比例

肥胖度

體重計本體功能介紹

UNIT	測量單位	三種單位選擇:kg(公斤)、lb(磅)、st(英制磅)
0.0	自動開機	雙腳直接站於秤台上，螢幕自動顯示開機畫面
	自動關機	當測量完畢，螢幕約10秒後數字消失自動關機
Err	超重顯示	當測量體重超過180kg，呈現此螢幕即表示過載
Lo	低電量顯示	當顯示此螢幕時，表示需更換電池