

KINYO

DS-7370

體重計

使用說明書



Android



iOS

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，
以免發生使用不當狀況。

注意事項與警語

1. 若長時間不使用本產品，請將電池取出，以避免電量消耗或電池漏液造成損壞。
2. 請保持表面乾燥，避免有水時測量會不慎滑倒。
3. 請勿使用水柱或大量的水及液體直接清洗，以免造成機件故障。
4. 避免使用化學溶劑擦拭，以免破壞機殼光澤與結構，可用布沾水擦拭。
5. 避免將體重計置放在過熱、過冷或濕氣重的地方，以維持正常的測量功能。
6. 請放置於平坦且牢固的地面使用，不同地面處測量的體重可能會有誤差。請勿在本產品上堆放物品。
7. 成長期兒童、孕婦及病患等族群，建議於使用前先諮詢醫師意見，並依專業建議使用。
8. 由於成長期孩童身體發育不完全，數據可能有所偏誤，因此不建議使用於未成年人。
9. 本產品僅供家庭健康管理使用，孕期婦女及職業運動員之測量結果可能因生理狀況特殊，無法獲得準確數據，建議僅作參考。
10. 體內裝有心臟節律器（起搏器）或其他電子醫療器材者，請勿使用本產品，以避免干擾裝置運作，危及健康。
11. 所秤物體請勿超過最大秤量值 180kg，以免損壞產品感測器。
12. 本產品嚴禁重摔、撞擊、或沖擊。請勿用力跳上秤重。
13. 長時間不使用體重計，請取出電池。
14. 產品外觀、顏色，依實際出貨為主。
15. 請勿自行分解修理或改裝。
16. 本產品僅家庭秤重之用，不得用於商業或其他用途。
17. 此產品非醫療器材，所有APP計算數據僅供參考。
18. 身體指數項目可能會因APP更新而有所變動，請依實際APP為主。



注意：如操作錯誤，可能造成人員受傷或財物損失。

故障排除及Q&A

異常狀況：

APP已成功連接，但部份身體數值，例如體脂率，無法顯示或數值異常。

原因	應變對策
穿鞋、襪子秤重。	請赤腳上秤測量，並至少接觸到上方兩片金屬片。
腳未完全接觸到金屬片。	請赤腳上秤測量，並至少接觸到上方兩片金屬片。
身體組成的測量方式與身體的水份含量相關，腳底過於乾燥將無法測量。	測量前請用濕毛巾等使腳底稍有濕氣再重新測量。
18歲以下使用者由於身體發育尚未完全，無法顯示“水分，內臟脂肪，蛋白質，身體年齡”等資料。	數值僅供參考。

異常狀況：

踏上本體無任何顯示。

原因	應變對策
未安裝電池。	請安裝電池。
電池的放置方向錯誤。	請按正確方向放置電池。
電池電量耗盡。	請更換電池。
使用1.5V以下電池。	請更換電池，勿使用低於DC 1.5V之電池，例如充電電池。

※若依前述處理方式仍無法正常測量，請洽您所購買的經銷商。

故障排除及Q&A

異常狀況：秤重值、測量數值異常偏高或偏低。

原因	應變對策
體重計開機時未平放，此時所顯示的體重數值會計上體重計本身的重量。	體重計平放後，進行校正歸零。
在地毯等柔軟的地面或凹凸不平的地面上測量。	請在平坦堅硬的地面上測量。
個人年齡、性別設置錯誤。	請更正為正確年齡、性別。
身體組成的測量方式為透過身體水份推估，飲食狀況、運動及沐浴等情況皆會影響測量。	測量時請避免過多水份，建議於每日於相同環境／時間測量，建議測量時段為起床／飲食後兩小時。
未滿18歲、運動員、重量訓練者、懷孕或哺乳婦女、身體虛弱或久坐不動之年長者，可能因身體組成差異較大而導致判斷不準確。	不建議使用，數值僅供參考。 ※為確保測量安全與數據準確性，孕婦進行測量時請務必切換至孕婦模式。

異常狀況：體脂數值與他牌有落差。

原因	應變對策
體脂率的計算方式目前無統一的測量標準，各品牌計算公式及方式有所不同。	如需長追蹤身體數值變化，建議使用同台裝置，並每日於相同環境、時段測量。 *最佳測量時段為起床／飲食後兩小時。

異常狀況：APP無法與體重計連接。

原因	應變對策
手機未開啟藍牙、定位。	手機請開啟藍牙及定位，並允許權限。
同時兩台或多台開機狀態，藍牙難以匹配。	請單台開機狀態下連接藍牙。

建議測量時間


- 建議每日於相同環境／時間／主機測量，以維持一致性。
- 最佳測量時段為起床／飲食後兩小時。
- 本產品採BIA技術檢測，測量數值會受到電流通過部位水份含量影響，請選擇體內水份穩定時段進行測量，避免於下列情況測量。
 - 1.激烈運動後
 - 2.攝取大量水份後
 - 3.用餐完1-2小時
 - 4.沐浴、泡澡後
- 下列情況的使用者，因體內水分含量緣故，身體組成與平均數值相差甚大，可能無法正確進行測量，但可利用本產品觀察身體組成變化：
高齡者、感冒發燒病患、骨質密度極低的骨質疏鬆患者、水腫嚴重者、洗腎患者、健美人士或職業運動者，或有類似性質的使用者。
本產品設有孕婦模式，為確保測量安全與數據準確性，孕婦進行測量時請務必切換至孕婦模式。

八電極體重計結構說明

正面



背面




使用前說明與測量步驟


校正歸零：

為確保體重測量精準度，在初次使用及以下情況時，請先進行校正歸零再進行測量。

1. 主機未淨空平放、四個腳墊未確實接觸平坦地面



立放



倒放




主機置於物品上方




主機上放置其他物品

2. 主機大幅度晃動



重新安裝電池





移動位置 (從地上拿起)

校正歸零步驟

1. 請將主機放置於平坦穩固地面。


*勿放於地毯、地墊等不平處，以避免測量誤差



※ 體重計樣式僅供參考，請依實際出貨產品為準。

2.輕踏體重計秤面，螢幕顯示數值。

3.將重量移開，螢幕數值顯示” 0.00” kg



※當體重計偵測到超過5kg的重量時，螢幕將自動亮起。

4.以上步驟操作完畢即可上秤量測體重。

※ 體重計樣式僅供參考，請依實際出貨產品為準。

量測體重

1.請將體重計放置於平整、硬實的地板。

※勿置於地毯、地墊等不平處，以避免測量誤差。

2.初次使用請先參照”校正歸零”章節操作校正體重計，以獲得準確測量結果，操作完畢請站上體重計進行測量，測量時請保持靜止不動。


3.當顯示螢幕數值閃爍即表示測量完畢，體重數值將顯示於螢幕上，可下秤，15秒後主機會自動關機。



※測量身體組成時請確保赤腳接觸秤面，且手指確實接觸把手上金屬電極片，否則會無法正常測量。

※體重計樣式僅供參考，請依實際出貨產品為準。

顯示螢幕圖例



體重計螢幕顯示圖示意義說明

<p>(圖1) (圖2)</p> 	<p>自動開機 (圖1)</p>	<p>雙腳直接站於秤台上， 螢幕自動顯示開機畫面。</p>
	<p>15秒自動關機 (圖2)</p>	<p>約15秒無操作後， 螢幕將自動關機。</p>
<p>(圖1) (圖2)</p> 	<p>低電量提醒 (圖1)</p>	<p>電量不足時，左下角電池符號 閃爍提醒，表示需更換電池， 此時產品仍可繼續使用。</p>
	<p>電量不足提醒 (圖2)</p>	<p>左上角顯示電池符號並長亮Lo 後，並於3秒後自動關機，請 立即更換電池後再進行使用。</p>
	<p>超重顯示</p>	<p>測量重量超過180kg即 顯示過載。</p>
	<p>測量不穩提示</p>	<p>重量不平均或地面不平整提示， 請重新測量，否則體重計將於 15秒後自動關機。</p>

離線設置功能按鍵操作說明

此功能操作僅在離線狀態下進行，如已連接上 Fitdays App，請在APP內操作。

1. 離線用戶設置


a. 進入設置：

體重計開機並在離線狀態下，螢幕顯示 0.00kg時，按下【SET】鍵進入用戶設置界面。



螢幕下方顯示USER，對應使用者編號閃爍，按左右鍵即可循環切換。

※體重計本體可於離線狀態下，另外設置並記憶**四位用戶資料(U-1~U-4)**，且與APP內24位資料儲存不同步，如需將資料同APP內，仍須透過APP事先輸入基本資料。



※遊客模式僅提供單次量測功能，使用者編號顯示為 P-0，量測完成後不保留任何歷史資料。

※於APP連線狀態下，若APP用戶列表中的名稱包含體重計顯示螢幕無法識別之中文或圖示代碼，將以代碼方式顯示使用者編號，並依加入時間順序顯示為 P-1 至 P-8。當使用者人數超過 8 人時，無法正常顯示名稱之第 9 至第 24 位使用者，將統一顯示為 P-0。

離線設置功能按鍵操作說明

b. 設置個人資料：

按【SET】鍵選擇當前使用者（如 U-1）後，依次設置為：
年齡→性別→身高。



※單按 [<] / [>] 左右鍵，按增減一次設置數值，長按快速增加數值。



年齡



性別



身高



設定完成後

按【SET】鍵退出用戶設置，體重計螢幕顯示 0.00 及完整用戶訊息，即可進入正常測量狀態。

離線設置功能按鍵操作說明


c. 用戶歷史數據查閱：



在體重計螢幕顯示 0.00 狀態下，或完成測量顯示數據時，需要查看當前用戶歷史測量數據的，長按 [<] 鍵進入歷史信息往前查閱，最多回查 8 筆，螢幕下方顯示 DATA1 ~ DATA8。



查詢完成後長按 【SET】 鍵退出或輕踩體重計退出查詢。




d. 用戶刪除設定：

- ① U1~U4 使用者 短按【SET】鍵，體重計開機後，長按【SET】鍵 5 秒，跳出刪除使用者畫面，螢幕下方顯示 DEL。
- ② 再次點按【SET】鍵，螢幕下方顯示 YES，並同時閃爍，可透過左右按鍵切換 YES / NO。
- ③ 當螢幕下方顯示 YES 時，點按【SET】鍵，該使用者資料即被刪除；刪除完成後將退出使用者設定畫面，體重計螢幕顯示 0.00。



離線設置功能按鍵操作說明




※P1~P8 使用者 僅可透過 APP 進行修改與刪除。

※U1~U4 使用者 僅可透過體重計本機進行修改與刪除。


2. 單位切換：

開機在離線狀態下，螢幕顯示 0.00kg時，按下【<】左鍵進行單位轉換：kg→lb→st:lb，以此循環。



3. 音量設置：

開機在離線狀態下，螢幕顯示 0.00kg時，按下【>】右鍵進行音量調整，依次為：低-中-高-靜音，以此循環。



螢幕下方顯示畫面



低音量



中音量



高音量



靜音

孕婦模式

當APP的設備管理頁面開啟孕婦模式時，體重計螢幕上的孕婦圖示亮起，即進入孕婦測量模式。

進入孕婦模式時，產品只測量體重不測量體脂，此模式下僅顯示體重、差值及體重趨勢。



1. 下載安裝「Fitdays」APP

請掃描下方 QR Code，或至 App Store / Google Play 搜尋「Fitdays」下載安裝。



Android



iOS

※支援系統：Android 5.0（含）以上且支援藍牙 4.0；iOS 8.0（含）以上
（實際支援請以商店公告為準）

2. 開啟手機藍牙並打開「Fitdays」APP



iOS藍牙開啟：

從螢幕上部向下滑動，打開控制中心後點擊【藍牙圖示】



Android藍牙開啟：


開啟 Fitdays App，出現藍牙提示彈跳窗後點選【允許】

3. 註冊帳號

點擊【登錄/註冊】，依畫面指示填寫個人資料完成註冊。

4. 綁定體重計設備


於 APP 內請依序點選【我的】>【設備管理】>【新增裝置】>【體脂秤】，進入配對畫面後，點選【藍牙搜索配對】並依提示完成綁定。



※首次綁定後，日後只需開啟藍牙與「Fitdays」APP 並站上體重計，即可自動同步數據至手機App紀錄。


八電極體脂計測量使用注意事項

1. 踏上體重計後，直接拉起把手開始測量。
2. 雙手握住把手，大拇指輕貼在面向身體的兩處電極片上，其餘四指抓握把手背面的電極片。



- ※請避免僅踩在體重計邊緣，以免重心不穩。
- ※手臂請伸直，並與身體保持約 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 角度距離。
- ※本產品採卡點式伸縮把手設計，使用時請拉出把手至定位卡點並確認固定；收回時請輕拉使其通過卡點，把手即會自動平穩收回至原位。

※站立時雙腳分開，前腳掌覆蓋上方電極，腳跟覆蓋下方電極片。



3. 測量時請保持站立不動，等待數據測量完成後在下秤。

※請赤腳站上體重機上，勿穿鞋或襪測量。

快速使用指南

1. 啟動與測量

完成 APP 初始設定，並開啟APP，確認藍牙已成功連接體重計後，赤腳站上秤面，體重計將自動開機。

螢幕會先亮起「0.00」，隨後開始測量。若未偵測到重量，則會顯示「0.00」。

※若已連接「Fitdays」APP，螢幕左上角將顯示藍牙圖示。



2. 測量流程說明


測得完整數據且重量穩定後，螢幕體重數值會閃爍3次，並開始測量體脂等其他數據。測量體脂過程中：螢幕上方會顯示用戶名，下方會有模擬音樂跳動，表示正在測體脂等數據。再次完成後閃爍4次，隨即輪播顯示「體脂率/肌肉量/內臟脂肪/BMI」各3秒，最後顯示體重約15秒後自動關機。



(圖1)



(圖2)



(圖3)

※螢幕出現測量圖示跑動時，請保持站立姿勢不動，直到測量完成。

(圖1) 體重數值鎖定，閃爍三次。

(圖2) 體脂測量中

螢幕顯示用戶名、身高、年齡等，並有模擬音樂跳動特效。

(圖3) 測量完成

螢幕顯示所有項目，體脂率與肌肉量輪播顯示；完成後 15 秒自動關機。


※若欲測得體脂完整數據且非透過體重計手把輸入基本資料者，請務必透過APP連接體重計藍牙。

※僅測得體重時：數值穩定後閃爍3次，顯示約15秒後，若無進一步操作，體重計將自動關機。

※首次使用必須連接 Fitdays App 並完整設置用戶資訊，才能進行有效測量並在螢幕上顯示4項身體數據（更多詳細結果請至 App 查看）。如換人測量，請重新設置用戶資料並連接 App。

新增成員

於 APP 中點選【我的】→【添加成員】，輸入該成員基本資訊並依提示完成設定，即可成功新增。



※每組 App 帳號可儲存最多 24 位使用者資料
(含 1 位主帳號、23 位子帳號，支援遊客模式)

離線也能記錄！

本產品支援離線測量功能，初次使用時需透過 APP 完成設定，以分析體脂與其他身體數據。設定完成後，後續即可無需每次連線 APP，便能輕鬆測量體脂、BMI 與體型等資訊。當體重計再次連接 APP 時，資料將自動同步並歸檔至歷史紀錄頁面。



※若本次測量體重與上次相差超過 2 公斤，仍可進行離線測量，但因重量變化較大，可能無法準確判別使用者身分，該筆紀錄將暫存於訊息頁面，使用者可手動勾選並歸檔。



本產品內建記憶體，可暫存最多 24 筆離線測量數據。

若超過上限未連接 App，同步時將自動覆蓋最舊紀錄，並於重新連線後一併更新至 App 中。

歷史資料查看與分享

點選下方【圖表】，可查看過去的測量趨勢與數據變化。


1. 點選【歷史紀錄】可瀏覽日曆式紀錄，點擊可查看每次詳細測量內容。



2. 點選右上角【圖】圖示，可分享測量數據與健康報告。


報告模式查看與分享

※輸出報告模式：

- 1.點選【報告】，即可查閱該次測量之相關數據，並可自由選擇報告閱覽模式。
- 2.點選右上角【】圖示，可分享此份報告。



※六圍功能可於【我的】→【系統設置】→【圖度版式】內自行開啟或關閉



58項測量數據顯示說明

1. 58項測量數據(簡約版式)

人體成分分析報告



姓名: 性別: 年齡: 身高: 體重: 體脂率: 肌肉量: 骨密度: 骨質流失: 骨質流失率: 骨質流失率(%)

人體成分分析

	測量值 (kg)	佔比體重 (%)	評估
體重	48.25 (47.5-49.2)	100.0	標準
脂肪量	19.5 (19.5-20.5)	40.4	標準
骨量	3.5 (3.5-3.5)	7.3	標準
蛋白質	15.2 (15.2-15.2)	31.5	標準
含水量	35.5 (35.5-35.5)	73.7	標準
肌肉量	22.5 (22.5-22.5)	46.6	標準
骨骼肌	18.5 (18.5-18.5)	38.3	標準

人體成分7項

肌肉脂肪分析



肌肉脂肪分析3項

肥胖分析



肥胖分析2項


節段脂肪分析



節段脂肪分析10項

標準範圍: 80%-160%
節段脂肪分析是相對值

肌肉均衡



肌肉均衡10項

標準範圍:
左上肢 (80%-120%)
左下肢 (90%-110%)

生物電阻抗

Z(O)	右上肢	左上肢	軀幹	右下肢	左下肢
測量值
標準

生物電阻抗10項

分析與建議

體重和脂肪量都偏低，建議增加每日攝入的熱量，同時配合適量身體鍛煉。飲食方面建議增加優質蛋白攝入(牛肉、魚、蛋、奶，豆製品等)配合高碳水化合物及適量的膳食纖維(瓜、果、蔬菜)的膳食，合理均衡膳食，有助於提高自身免疫力，富有活力的健康美是真的美。

身體評分

70/100分

*總得分反應身體成分的評估值。
肌肉發達的人 **身體評分1項**

體重控制

推薦目標體重	55.7kg
體重控制	+8.5kg
脂肪控制	+1.7kg
肌肉控制	+1.8kg

體重控制4項

肥胖評估




體脂率

肥胖評估3項



體型評估



體型評估1項

其他指標

內臟脂肪等級	...
基礎代謝率	...
去脂體重	...
皮下脂肪	...
SMI	...
身體年齡	...
腰臀比	...

其他指標7項

6圖測量數據顯示說明

1. 6圖測量數據(圖度版式)

人體成分分析報告



IC144023 姓名:文 年齡:30 身高:165cm 測試時間:2024/03/05 10:30:32

人體成分分析

項目	測量值 (kg)	佔身體重 (%)	評估
體重	45.15 (45.0-45.3)	100.0	優良
脂肪量	9.3 (9.1-9.3)	20.6	優良
蛋白質	3.4 (3.0-3.2)	7.5	優良
肌肉量	32.2 (32.3-34.8)	71.3	優良
水分量	33.5 (34.7-44.3)	74.1	優良
骨密度	19.3 (21.0-20.4)	42.7	優良

人體成分7項

肌肉脂肪分析



肌肉脂肪分析3項

肥胖分析



肥胖分析2項

節段脂肪分析



節段脂肪分析10項

肌肉均衡



肌肉均衡10項

生物電阻抗

項目	早上前	早上後	中午	晚上前	晚上後
20 (kH _z)	309.2	310.0	311.1	342.7	338
500 (kH _z)	309.2	310.0	311.1	309.1	309.1

生物電阻抗10項

分析與建議

體重和體脂率優良。建議您每日攝入的熱量，同時配合適量身體訓練，或先力量訓練增加肌肉量自攝入(中肉、魚、蛋、奶、豆製品等)配合高碳水化合物及健康的膳食纖維(瓜、菜、菌類)的攝入，均衡的營養攝入，有助於提高自身免疫力，富有活力的健康美滿的您。

身體評分


68/100分

身體評分1項

體重控制	57.2kg
體重控制	+12.0kg
脂肪控制	+3.9kg
肌肉控制	+0.2kg

體重控制4項

肥胖評估




肥胖評估1項

圖度數據



圖度6項

體型評估



體型評估1項

其他指標

內臟脂肪等級	3
運動代謝率	1504kcal
基礎代謝率	1315kcal
皮下脂肪	14.7%
BIA	5.7kgH ₂ O
身體年齡	27
體脂率	0.06

其他指標7項

身體均衡評估


上肢	均衡
下肢	均衡
上下肢	略不平衡

身體均衡評估3項

六圍數據顯示說明

2.圖度數據顯示

頸圍/上臂圍/胸圍/腰圍/臀圍/大腿圍



※相關數據可由APP內操作開啟/關閉

六圍測量小撇步-軟尺


測量部位	使用說明
頸圍	將軟尺繞過脖子中央位置一圈，保持貼合但不緊繃。
胸圍	站直，軟尺經過胸部最突出處水平繞一圈。
腰圍	測肚臍上約3指位置，輕鬆呼吸時水平繞一圈。
臀圍	軟尺繞過臀部最寬處，保持水平。
大腿 / 上臂圍	找到大腿/上臂最粗部位，水平測量一圈。

- 軟尺兩端可能會有「0」起點偏移，要從正確刻度開始量。
- 使用時避免過緊壓皮膚，以免測量值誤差。
- 建議站直、自然呼吸、找他人協助會更準確。

測量音效開關

當體重計連接至 APP 進行體脂數據測量時，APP 具備「測量過程音效陪伴」與「測量完成提醒音效」功能。

使用者可依需求，於【我的】→【系統設定】→【測量音效開關】中選擇開啟或關閉。



APP同步功能



與蘋果健康同步

1. 開啟 iPhone 的【健康】應用程式，點選【資料來源】。
2. 選擇【Fitdays】，開啟所有類別權限，即可同步健康數據。



與Google Fit同步

1. 進【設定】頁面，選擇【Fitdays】。
2. 開啟【Google Fit】開關，登入 Google 帳號後，將自動導向【Google Fit】頁面。
3. 連線完成後，體重等資料將同步至【Google Fit】。



與 Fitbit 同步

1. 進入【我的】頁面，點選右上角【系統設置】。
 2. 開啟【Fitbit】開關，系統將自動跳轉至 Fitbit 登入頁面。
 3. 登入帳號並點選【允許】授權，即可完成綁定。
- ※ 請確保 Fitbit 開關為開啟狀態，並保持網路穩定。

※ 相關操作說明亦可於 APP 登入後，點選右上【+】>【FAQ】查詢。



※實際操作方式依APP為主

產品規格

額定電壓：DC 6V

使用電源：4號(AAA)電池×4(另購)

LVA彩色螢幕：107x59mm

最大負載重量：180kg / 395lb / 28st

最小重量感度：5kg

最小單位：50g

誤差值：50kg±0.3kg;100kg±0.4kg; 180kg±0.5kg

測量單位：kg / lb / st:lb

材質：鋼化玻璃 / HIPS塑膠

產品重量：2.4kg

產品尺寸：358x310x41mm

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號

電話/03-5396966

台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓

電話/02-29040088

新竹課/新竹市東區經國路一段187號

電話/03-5152309

台中課/台中市東區東英十三街13號

電話/04-22119966

台南課/台南市永康區東橋二街119號

電話/06-2038170

高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟

電話/07-5547258



LINE 官方客服

◀ ID搜尋：@kinyo